


WbおよびElisa用抗Rig-I/Ddx58ウサギポリクローナル抗体 - O95786

商品番号: CM0014568



前書き

CamelBioは、ヒトRig-I/DDX58に対する特異的なウサギポリクローナル抗体を提供しており、ウエスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。ウイルスRNAの感知および抗ウイルスシグナル伝達に不可欠な自然免疫受容体であるヒトおよびラットのRig-Iを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rig-I/DDX58 ウサギpAb
備考/別名	RIG1; DDX58; RIG-I; RLR-1; SGMRT2; Rig-I/DDX58
対象種	ヒト
遺伝子ID	23586
免疫原	ヒトRig-I/DDX58 (NP_055129.2) のアミノ酸825～925番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	O95786
タンパク質分子量	107 kDa
発送方法	保冷剤