

抗Rims2ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Uq26

商品番号: CM0017932



前書き

RIMS2に対する高品質ウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAアプリケーションに適しており、ヒトおよびラットと交差反応性を示します。シナプス小胞放出および関連する神経経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RIMS2 ウサギ pAb
別名	OBOE; RIM2; CRSDS; RAB3IP3; RIMS2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9699
遺伝子ID	9699
免疫原	ヒトRIMS2 (NP_055492.3) のアミノ酸1-350に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
産生	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9UQ26
タンパク質分子量	160kDa
発送方法	氷袋