

Wb・Elisa用抗Rin2ポリクローナル抗体 - Q8Wyp3

商品番号: CM0013462

前書き

ヒトRIN2（Ras and Rab interactor 2）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、RASSF4としても知られています。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスと交差反応します。エンドサイトーシス経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RIN2 ウサギ pAb
備考／別名	MACS; RASSF4; RIN2
対象種	ヒト
遺伝子ID	54453
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8WYP3
タンパク質分子量	100kDa
発送方法	氷袋梱包