


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Ring1B/Rnf2モノクローナル抗体 - Q99496

商品番号: CM0007007



前書き

WB、IHC-P、ELISAでバリデーション済みのRING1B/RNF2（RING2）に対するウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのRING1Bを検出します。エピジェネティクス、クロマチン、がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RING1B/RNF2 ウサギmAb
備考／別名	BAP1; DING; BAP-1; HIP13; RING2; LUSYAM; RING1B; RING1B/RNF2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6045
免疫原	ヒトRING1B/RNF2（NP_009143.1）のアミノ酸1～336に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99496
タンパク質分子量	38kDa
輸送	保冷バッグ