


Wb、Ip、Elisa用抗Ring1B/Rnf2モノクローナル抗体 - Q99496

商品番号: CM0009853



前書き

ヒトRING1B/RNF2（RING2）を標的とする高品質ウサギモノクローナル抗体です。WB、IP、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。ポリコーム抑制とヒストンH2Aユビキチン化の研究に不可欠な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RING1B/RNF2 ウサギmAb
別名	BAP1, DING, BAP-1, HIP13, RING2, LUSYAM, RING1B, RING1B/RNF2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6045
遺伝子ID	6045
免疫原	合成ペプチド (ヒトRING1B/RNF2 アミノ酸100-200番、Q99496)
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99496
タンパク質分子量	38kDa
輸送方法	保冷剤