


抗Ring1B/Rnf2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa、Chip用） - Q99496

商品番号: CM0030750



前書き

RING1B/RNF2（E3ユビキチンタンパク質リガーゼRING2）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISA、ChIPでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。クロマチンおよびエピゲネティクス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RING1B/RNF2 ウサギpAb
別名	BAP1; DING; BAP-1; HIP13; RING2; LUSYAM; RING1B; RING1B/RNF2
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6045
遺伝子ID	6045
免疫原	ヒトRING1B/RNF2 (NP_009143.1) のアミノ酸1-336番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA、ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99496
タンパク質分子量	38kDa
輸送方法	保冷剤