


Anti-Ring1B/Rnf2 Rabbit Polymab® モノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用） - Q99496

商品番号: CM0005892



前書き

ヒトRING1B/RNF2（E3ユビキチンリガーゼ）を標的とするRabbit

PolymAb®モノクローナル抗体。WB、IHC-

P、IP、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。エピジェネティクスおよびクロマチン生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RING1B/RNF2 Rabbit PolymAb®
備考/別名	BAP1; DING; BAP-1; HIP13; RING2; LUSYAM; RING1B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6045
GeneID	6045
免疫原	ヒトRING1B/RNF2の組換えタンパク質 (NP_009143.1)。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWSWISS	Q99496
タンパク質分子量	38kDa
配送	アイスバッグ