


## Anti-RioK2 ウサギポリクローナル抗体 Wb、Elisa用 - Q9Bvs4

商品番号: CM0018448



## 前書き

ヒトRIOK2に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。標的はリボソーム生合成と細胞周期制御に関与しています。IVD研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 製品名         | RIOK2 Rabbit pAb                                        |
| 略称/別名       | RIO2; RIOK2                                             |
| 由来種         | ヒト                                                      |
| GeneID (ヒト) | 55781                                                   |
| GeneID      | 55781                                                   |
| 免疫原         | ヒトRIOK2 (NP_060813.2) のアミノ酸253～552番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源          | ウサギ                                                     |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                               |
| 用途          | WB、ELISA                                                |
| 交差反応性       | ヒト                                                      |
| SWISS       | Q9BVS4                                                  |
| タンパク質分子量    | 63kDa                                                   |
| 輸送方法        | 保冷剤                                                     |