

Anti-Rip3 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Qzl0

商品番号: CM0005582



前書き

マウスのネクロプトーシスおよびアポトーシス研究用
Anti-

RIP3ウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光/免疫細胞化学、およびELISAアプリケーションについて検証済み。免疫原は、マウスRIP3のアミノ酸320-420に由来する組換えタンパク質です。

詳細を学ぶ

パラメータ	値
製品名	RIP3 Rabbit mAb
備考/エイリアス	Rip3; 2610528K09Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	11035
GeneID	56532
免疫原	合成ペプチド マウスRIP3 (NP_064339.2) のアミノ酸320-420内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9QZL0
タンパク質分子量	63kDa
配送	アイスバッグ