

Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Rip3ウサギポリクローナル抗体 - Q9Qzl0

商品番号: CM0020566



前書き

マウスRIP3（Ripk3）に対するウサギポリクローナル抗体。IHC-

P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ネクロプトーシス、アポトーシス、細胞死の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RIP3 ウサギ pAb
備考／別名	Rip3; 2610528K09Rik; RIP3
種	マウス
GeneID（ヒト）	11035
GeneID	56532
免疫原	マウスRIP3（NP_064339.2）のアミノ酸320～420内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9QZL0
タンパク質分子量	53kDa
輸送	保冷剤