

Ihc-PおよびElisa用 Anti-Rip3/Ripk3 ポリクローナル抗体 - Q9Y572

商品番号: CM0022111



前書き

ヒトRIP3 (RIPK3)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。IHC-PおよびELISAで検証済み。ネクロプトーシス、アポトーシス、ウイルス-

宿主相互作用の研究に最適です。この研究用抗体を使用して、プログラム細胞死経路と代謝調節を探求してください。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RIP3 Rabbit pAb
備考/別名	RIP3; RIPK3
種	ヒト
遺伝子ID	11035
免疫原	ヒトRIP3 (NP_006862.2) のアミノ酸410-518に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y572
タンパク質分子量	57kDa
発送	保冷バッグ