


抗Ripk1/Ripモノクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa用）- Q13546

商品番号: CM0003896



前書き

本[KDバリデーション済み]

RIPK1/RIPウサギモノクローナル抗体は、ヒトRIPK1を検出します。WB、IP、ELISAでの使用が検証済みです。TNF媒介性アポトーシス、ネクロプトーシス、および炎症経路の研究に最適です。組換え免疫原を使用しており、高い特異性を保証します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	[KDバリデーション済み] RIPK1/RIPウサギモノクローナル抗体
備考/別名	RIP; RIP1; AIEFL; IMD57; RIP-1; RIPK1/RIP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8737
遺伝子ID	8737
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13546
タンパク質重量	76kDa
配送	アイスバッグ