


ウエスタンブロット、免疫沈降、Elisa用 抗Ripk1/Rip ウサギモノクローナル抗体（Ko検証済み） - Q13546

商品番号: CM0004620



前書き

ヒトRIPK1/RIPに対するKo検証済みウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロット、免疫沈降、ELISAに適しています。組換え免疫原はアミノ酸465-671をカバーし、約76/71 kDaのアイソフォームを検出します。アポトーシス、ネクロトーシス、炎症の主要な調節因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Ko検証済み] RIPK1/RIP ウサギmAb
備考/別名	RIP; RIP1; AIEFL; IMD57; RIP-1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8737
遺伝子ID	8737
免疫原	ヒトRIPK1/RIP (NP_003795.2) のアミノ酸465-671に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IP, ELISA
交差性	ヒト
SWISS	Q13546
タンパク質分子量	76 kDa / 71 kDa
発送	保冷バッグ