


抗Ripk1/Ripウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q13546

商品番号: CM0025634



前書き

RIPK1/RIP (RIP1)

を標的とする検証済みウサギポリクローナル抗体（WBおよびELISA用）。TNF誘導性アポトーシス、ネクロトーシス、および炎症経路を制御するセリン・スレオニンキナーゼであるヒトおよびマウスのRIP1を検出します。細胞死シグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RIPK1/RIP ウサギpAb
備考/別名	RIP; RIP1; AIEFL; IMD57; RIP-1
種	ヒト
GeneID	8737
免疫原	ヒトRIPK1/RIPのアミノ酸465-671に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_003795.2)
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q13546
タンパク質重量	75kDa
配送	アイスバック