


Anti-Ripk1/Rip Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q13546

商品番号: CM0030178



前書き

ヒト RIPK1/RIP

(RIP1)を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。アポトーシス、ネクロプトーシス、および炎症シグナル伝達の研究用途に使用できます。

詳細を学ぶ

パラメータ	値
製品名	RIPK1/RIP Rabbit pAb
備考/別名	RIP; RIP1; AIEFL; IMD57; RIP-1; RIPK1/RIP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8737
GeneID	8737
免疫原	ヒト RIPK1/RIP (NP_003795.2) のアミノ酸100-200領域内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13546
タンパク質分子量	76kDa
配送	氷袋