


抗Ripk2ポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - O43353

商品番号: CM0019743



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質なウサギポリクローナルRIPK2抗体です。NOD1/2シグナル伝達およびNF- κ B活性化に関与する主要な自然免疫キナーゼである、ヒト、マウス、ラットのRIPK2を検出します。免疫学および炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RIPK2 ウサギpAb
備考/別名	CCK; RICK; RIP2; CARD3; GIG30; CARDIAK; RIPK2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8767
GeneID	8767
免疫原	ヒトRIPK2のアミノ酸1-540に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_003812.1)
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43353
タンパク質重量	61kDa
配送	アيسバッグ