

抗Ripk4ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P57078

商品番号: CM0028295

前書き

CamelBioは、WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みの抗RIPK4ウサギポリクローナル抗体を提供しています。ヒトおよびマウスのRIPK4と反応し、ケラチノサイト分化、皮膚の恒常性維持、NF-κB活性化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RIPK4 Rabbit pAb
備考／別名	DIK, PKK, PPS2, RIP4, ANKK2, NKRD3, ANKRD3, CHANDS, RIPK4
生物種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	54101
遺伝子ID	54101
免疫原	ヒトRIPK4（NP_065690.2）のアミノ酸240～520番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P57078
タンパク質分子量	92kDa
発送方法	保冷剤