

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Rln2ポリクローナル抗体 - P04090

商品番号: CM0025092



前書き

ヒトプロリラキシンH2 (RLN2)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒトおよびラットと反応します。妊娠関連の結合組織リモデリングおよび生殖生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RLN2 ウサギ pAb
備考/別名	H2; RLXH2; H2-RLX; bA12D24.1.1; bA12D24.1.2; RLN2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6019
GeneID	6019
免疫原	ヒトRLN2 (NP_604390.1) のアミノ酸25-185に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P04090
タンパク質分子量	21kDa
発送	保冷バッグ