


抗Rmi1ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q9H9A7

商品番号: CM0030857



前書き

ヒトRMI1（BLAP75/FAAP75）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの使用が検証済みです。マウスRMI1も認識します。DNAクロスオーバー制御と相同組換えの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RMI1 ウサギ pAb
別名	BLAP75; FAAP75; C9orf76; RMI1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	80010
GeneID	80010
免疫原	ヒトRMI1 (NP_079221.2) のアミノ酸1-350番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9H9A7
タンパク質分子量	70kDa
発送方法	氷袋