


Anti-Rmi2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q96E14

商品番号: CM0028730



前書き

ヒトRMI2 (BLAP18)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ゲノムの安定性と相同組換えに不可欠であり、DNA修復の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RMI2 Rabbit pAb
備考/別名	BLAP18; C16orf75; RMI2
種	ヒト
遺伝子ID	116028 (Human)
免疫原	ヒトRMI2 (NP_689521.1) のアミノ酸1-147に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96E14
タンパク質分子量	16kDa
配送	氷袋