

Anti-Rmnd1ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Nws8

商品番号: CM0023377

前書き

ヒトRMND1を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。ミトコンドリア翻訳およびリボソーム組み立ての研究に適しています。診断アッセイの開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RMND1 Rabbit pAb
備考/別名	RMD1; C6orf96; COXPD11; bA351K16; bA351K16.3; RMND1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55005
GeneID	55005
免疫原	ヒトRMND1 (NP_060379.2) のアミノ酸13-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q9NWS8
タンパク質分子量	52kDa
配送	アイスバッグ