


Wb、Elisa用 抗Rnase1ポリクローナル抗体 - P07998

商品番号: CM0026979



前書き

ヒトRNASE1（リボヌクレアーゼA）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、マウスと交差反応します。RNA代謝および臍臓機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RNASE1 Rabbit pAb
備考/別名	RAC1, RIB1, RNS1, RNASE1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6035
免疫原	ヒトRNASE1 (NP_937875.1) のアミノ酸29-156に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P07998
タンパク質分子量	18kDa
配送	氷袋