

ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Rnase13 ウサギポリクローナル抗体 - Q5Gan3

商品番号: CM0015506

前書き

ヒトRNASE13に対するウサギポリクローナル抗体。

ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスにおける内在性レベルを検出します。分泌性不活性リボヌクレアーゼ様タンパク質の研究に理想的です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RNASE13 ウサギ pAb
備考/別名	RAL1; HEL-S-86p; RNASE13
種	ヒト
GeneID (ヒト)	440163
GeneID	440163
免疫原	ヒトRNASE13 (NP_001012264.1) のアミノ酸1-156に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q5GAN3
タンパク質分子量	18kDa
発送	保冷バッグ