

Anti-Rnase2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - P10153

商品番号: CM0030062



前書き

ヒトRNASE2（EDN/RNS2、SWISS P10153）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスとの交差反応性があります。好酸球機能、リソソーム活性、およびリボヌクレアーゼ生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	RNASE2 Rabbit pAb
備考/別名	EDN; RAF3; RNS2; RNASE2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6036
GeneID	6036
免疫原	ヒトRNASE2（NP_002925.1）のアミノ酸28-161に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P10153
タンパク質分子量	18kDa
配送	氷袋