

Anti-Rnase2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - O35291

商品番号: CM0028497

前書き

組換えマウスRNASE2タンパク質を用いて作製されたウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAアプリケーションに適しており、ヒト、マウス、ラット種で検証済みです。研究用のみ。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RNASE2 Rabbit pAb
備考/別名	mR4; RNS2; Rnase2
種	マウス
GeneID (ヒト)	6036
GeneID	53877
免疫原	組換えタンパク質 マウスRNASE2 (NP_001017422.1) のアミノ酸26-155に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O35291
タンパク質分子量	18kDa
配送	氷袋