

Ihc-P・Elisa用抗Rnase3ウサギポリクローナル抗体 - P12724

商品番号: CM0023953



前書き

RNASE3 Rabbit

pAbはヒト好酸球カチオン性タンパク質（ECP）を標的とするポリクローナル抗体です。IHC-PおよびELISAでの使用が検証済みで、自然免疫・炎症研究に適しています。 - P12724

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RNASE3 Rabbit pAb
備考／別名	ECP; RAF1; RNS3; RNASE3
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	6037
GeneID	6037
免疫原	ヒトRNASE3（NP_002926.2）のアミノ酸28～160番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P12724
タンパク質分子量	18kDa
発送	氷袋