

Wb、Elisa用 抗Rnase3 ウサギポリクローナル抗体 - P12724

商品番号: CM0017823



前書き

CamelBioは、宿主防御と炎症に関与するヒト好酸球陽イオンタンパク質（ECP）を標的とする、WBおよびELISA用の抗RNASE3ウサギポリクローナル抗体を供給します。ラットとの交差反応性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RNASE3 Rabbit pAb
備考/別名	ECP; RAF1; RNS3; RNASE3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6037
GeneID	6037
免疫原	合成ペプチド ヒトRNASE3 (NP_002926.2) のアミノ酸100-160に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P12724
タンパク質分子量	18kDa
発送	保冷バッグ