


Wb、If、Ihc、Elisa用抗Rnase6ポリクローナル抗体 - Q93091

商品番号: CM0013931



前書き

RNASE6ウサギpAbは、WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済みのポリクローナル抗体であり、ヒト、マウス、ラットに交差反応性を示します。RNase K6の抗菌活性および尿路免疫の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RNASE6ウサギpAb
備考／別名	RAD1; RNS6; RNasek6; RNASE6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6039
遺伝子ID	6039
免疫原	ヒトRNASE6 (NP_005606.1) のアミノ酸1～150に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q93091
タンパク質分子量	17kDa
配送	保冷バッグ