


Wb、Elisa用 Anti-Rnaseh1 モノクローナル抗体 - O60930

商品番号: CM0006303



前書き

ヒトRNASEH1を標的とするマウスモノクローナル抗体。免疫原はアミノ酸140-286番、WBおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。RNA-DNAハイブリッドおよび転写研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RNASEH1 Mouse mAb
備考/別名	RNH1; HIRNA; PEOB2; RNASEH1
種	ヒト
GeneID	246243
免疫原	ヒトRNASEH1 (O60930) のアミノ酸140-286番を含む組換え融合タンパク質
ソース	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60930
タンパク質分子量	32kDa
配送	氷袋