


WbおよびElisa用 Anti-Rnaseh1 ウサギポリクローナル抗体 - O60930

商品番号: CM0029118



前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用の高品質な抗RNA SEH1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのRNASEH1（32kDa）を検出します。RNA-DNAハイブリッドのダイナミクス、転写終結、およびRループ生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RNASEH1 Rabbit pAb
備考/別名	RNH1; HIRNA; PEOB2; RNASEH1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	246243
遺伝子ID	246243
免疫原	ヒトRNASEH1（NP_002927.2）のアミノ酸1-286に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60930
タンパク質分子量	32kDa
配送	氷袋