


## 抗Rnaseh2Aウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - O75792

商品番号: CM0013214



## 前書き

RNASEH2Aに対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびラットと反応します。DNA複製およびアイカルディ・グティエール症候群の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 製品名      | RNASEH2A ウサギpAb                                        |
| 備考/別名    | AGS4; JUNB; RNHL; RNHIA; THSD8; RNASEHI; RNASEH2A      |
| 種        | ヒト                                                     |
| GeneID   | 10535                                                  |
| 免疫原      | ヒトRNASEH2Aの1-299アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_006388.2) |
| 供給源      | ウサギ                                                    |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                              |
| アプリケーション | WB、IF/ICC、ELISA                                        |
| 交差反応性    | ヒト、ラット                                                 |
| SWISS    | O75792                                                 |
| タンパク質重量  | 33kDa                                                  |
| 配送       | アイスバッグ                                                 |