

Wb・Elisa用抗Rnaseh2Cウサギポリクローナル抗体 - Q8Tdp1

商品番号: CM0017620



前書き

ヒトRNASEH2C（AGS3/AYP1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで実証済み。RNA:DNAハイブリッドプロセッシングやDNA複製メカニズムの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RNASEH2C Rabbit pAb
備考/別名	AGS3; AYP1; RNASEH2C
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	84153
遺伝子ID	84153
免疫原	ヒトRNASEH2C（NP_115569.2）のアミノ酸1～164に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8TDP1
タンパク質分子量	18kDa
配送方法	氷袋