


Wb用抗Rnd1ウサギポリクローナル抗体 - Q92730

商品番号: CM0013261



前書き

RND1ウサギpAbは、ヒトRND1を標的とするポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みです。マウスおよびラットと交差反応します。アクチン細胞骨格のリモデリングや神経突起形成の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	RND1ウサギpAb
備考／別名	ARHS ; RHO6 ; RHOS ; RND1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	27289
GeneID	27289
免疫原	合成ペプチド ヒトRND1 (NP_055285.1) のアミノ酸133～232内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q92730
タンパク質分子量	26kDa
配送	保冷バッグ