

Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Rnf10ポリクローナル抗体 - Q8N5U6

商品番号: CM0024157

前書き

ヒトRNF10（リボソーム品質管理に重要なE3ユビキチンリガーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。約90 kDaのタンパク質を検出し、ストレス応答およびプロテオスタシスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	RNF10 Rabbit pAb
備考/別名	RNF10; RIE2; RING finger protein 10
種	ヒト、マウス、ラット
GeneID (ヒト)	9921
免疫原	ヒトRNF10 (NP_055683.3) のアミノ酸660-760領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N5U6
タンパク質分子量	89kDa/90kDa
配送	アイスバッグ