

Anti-Rnf10 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8N5U6

商品番号: CM0005284

前書き

ヒトRNF10に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるリボソーム品質管理およびユビキチン化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RNF10 Rabbit mAb
備考/別名	RIE2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9921
GeneID	9921
免疫原	合成ペプチド ヒトRNF10 (NP_055683.3) のアミノ酸660-760領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N5U6
タンパク質分子量	90kDa
配送	氷袋