

Wb、Elisa用Anti-Rnf11ポリクローナル抗体 - Q9Y3C5

商品番号: CM0029016

前書き

ヒトRNF11を標的とするウサギポリクローナル抗体。
ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み
で、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。
ユビキチン介在性炎症シグナル伝達およびタンパク質
分解経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

"パラメータ	値
製品名	RNF11 Rabbit pAb
備考/別名	CGI-123; SID1669; RNF11
種	ヒト
GeneID (ヒト)	26994
GeneID	26994
免疫原	ヒトRNF11 (NP_0555187.1) のアミノ酸1-154に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q9Y3C5
タンパク質分子量	17kDa
配送	氷袋