

Wb、Elisa用抗Rnf114ポリクローナル抗体 - Q9Y508

商品番号: CM0016851

前書き

ヒトRNF114に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。NF-κB制御、細胞周期制御、自然免疫に関与するヒトおよびマウスRNF114を検出します。ユビキチン経路研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RNF114ウサギpAb
備考／別名	ZNF313; PSORS12; RNF114
生物種	ヒト
GeneID（ヒト）	55905
GeneID	55905
免疫原	ヒトRNF114（NP_061153.1）のアミノ酸1〜228に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y508
タンパク質分子量	26kDa
輸送	保冷バッグ