

抗Rnf115ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用）- Q9Y4L5

商品番号: CM0020433

前書き

RNF115（BCA2、ZNF364）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの使用が検証済み。ラットと交差反応性あり。RNF115はオートファジー、抗ウイルス免疫、細胞シグナル伝達に關与するE3ユビキチンリガーゼです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RNF115 ウサギ pAb
備考・別名	BCA2; ZFP364; ZNF364; RABRING7; RNF115
種	ヒト
GeneID（ヒト）	27246
GeneID	27246
免疫原	組換えタンパク質[ヒトRNF115（NP_055270.1）のアミノ酸30～140番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q9Y4L5
タンパク質分子量	34kDa
発送方法	保冷剤