


Wb、Elisa用抗Rnf125ポリクローナル抗体 - Q96Eq8

商品番号: CM0015317



前書き

RNF125 Rabbit

pAbは、ウェスタンブロットおよびELISAでバリデーション済みのウサギポリクローナル抗体であり、抗ウイルス免疫およびT細胞活性化を調節するヒトRNF125を標的とします。研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RNF125 Rabbit pAb
備考／別名	TNORS; TRAC1; TRAC-1; RNF125
種	ヒト
GeneID	54941
免疫原	ヒトRNF125 (NP_060301.2) のアミノ酸41～200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96EQ8
タンパク質分子量	26kDa
輸送	保冷バッグ