

Wb・Elisa用抗Rnf125ウサギポリクローナル抗体 - Q96Eq8

商品番号: CM0023969



前書き

ヒトRNF125に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロッティングおよびELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびマウスを認識し、自然免疫およびT細胞活性化に関与するE3ユビキチンリガーゼを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	RNF125 ウサギ pAb
別名	TNORS; TRAC1; TRAC-1; RNF125
対象種	ヒト
遺伝子ID	54941
免疫原	ヒトRNF125 (NP_060301.2) のアミノ酸1~105番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q96EQ8
タンパク質分子量	26kDa
輸送方法	保冷剤