


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Rnf126ポリクローナル抗体 - Q9Bv68

商品番号: CM0021451



前書き

RNF126に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。タンパク質品質管理およびDNA修復におけるE3ユビキチンリガーゼ機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RNF126 ウサギpAb
備考/別名	RNF126; リングフィンガータンパク質126
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55658
免疫原	ヒトRNF126 (NP_919442.1) のアミノ酸120~200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BV68
タンパク質分子量	33kDa/35kDa
発送	氷袋