


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Rnf126 ポリクローナル抗体 - Q9Bv68

商品番号: CM0019501



前書き

ヒトE3ユビキチン-

プロテインリガーゼRNF126に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。ユビキチン化およびDNA修復研究において、ヒト、マウス、ラットの34 kDa RNF126を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RNF126 ウサギ pAb
備考/別名	RNF126
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55658
遺伝子ID	55658
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BV68
タンパク質分子量	34kDa
発送	保冷バッグ