

Wb、Elisa用抗Rnf14モノクローナル抗体 - Q9Ubs8

商品番号: CM0003601

前書き

ウサギ由来抗RNF14モノクローナル抗体。WBおよびELISAでの性能が検証済みです。翻訳品質管理とWntシグナル伝達における主要なE3リガーゼである、ヒト、マウス、ラットのRNF14を検出します。機構研究および診断研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	RNF14 Rabbit mAb
別名	ARA54; HFB30; TRIAD2; HRIHFB2038; RNF14
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9604
遺伝子ID	9604
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UBS8
タンパク質分子量	54kDa
配送方法	保冷剤