


抗Rnf144Aポリクローナル抗体（Wb、Elisa対応） - P50876

商品番号: CM0020243



前書き

ヒトRNF144A（UIP4）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロッティングおよびELISAでの検証が完了しています。ラットと交差反応性を示します。ユビキチン化、DNA損傷、自然免疫の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RNF144A ウサギ pAb
備考／別名	UIP4; hUIP4; RNF144; UBCE71P4
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	9781
免疫原	ヒトRNF144A（NP_055561.2）のアミノ酸52～179番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P50876
タンパク質分子量	33kDa
輸送方法	保冷剤