

If/Icc、Elisa用抗Rnf149ポリクローナル抗体 - Q8Nc42

商品番号: CM0024536

前書き

ヒトRNF149（43kDa）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、IF/ICCおよびELISAに使用します。内因性RNF149を検出し、ラットとの交差反応性があります。E3リガーゼおよびBRAF分解の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	RNF149 Rabbit pAb
備考/別名	RNF149; DNAPTP2; ring finger protein 149
種	ヒト
GeneID (ヒト)	284996
GeneID	284996
免疫原	ヒト RNF149 (NP_775918.2) のアミノ酸200-300領域内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q8NC42
タンパク質分子量	43kDa
配送	氷袋