

Anti-Rnf152 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8N8N0

商品番号: CM0019657

前書き

ヒトE3ユビキチンプロテインリガーゼRNF152（UniProt

Q8N8N0）を標的とする、WBおよびELISA用のAnti-RNF152ウサギポリクローナル抗体。mTORC1シグナル伝達およびアポトーシス経路の研究において検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RNF152 Rabbit pAb
備考/別名	RNF152
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	220441
遺伝子ID	220441
免疫原	ヒトRNF152 (NP_775828.1) のアミノ酸100-200以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8N8N0
タンパク質分子量	22kDa
配送	アイスバッグ