

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Rnf166ポリクローナル抗体 - Q96A37

商品番号: CM0024785

前書き

ヒトRNF166に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。自然免疫とオートファジーにおけるE3ユビキチンリガーゼ機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RNF166 ウサギpAb
備考/別名	RNF166
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	115992
遺伝子ID	115992
免疫原	ヒトRNF166 (NP_849163.1) のアミノ酸102〜201番に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96A37
タンパク質分子量	26kDa
輸送方法	氷袋