

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Rnf166 ウサギポリクローナル抗体 - Q96A37

商品番号: CM0017194

前書き

ヒトRNF166に特異的なウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。マウスと交差反応します。オートファジーと自然免疫に関与するE3ユビキチンリガーゼを標的としており、IVD研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RNF166 ウサギpAb
別名	RNF166
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	115992
免疫原	組換えタンパク質：ヒトRNF166 (NP_849163.1) のアミノ酸1-237に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q96A37
タンパク質分子量	26kDa
発送方法	氷袋梱包