

WbおよびElisa用抗Rnf180ウサギポリクローナル抗体 - Q86T96

商品番号: CM0020373

前書き

組換えヒトRNF180（アミノ酸1～416）に対して作製されたウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのRNF180を認識します。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。ユビキチン化およびタンパク質分解の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	RNF180ウサギpAb
備考／別名	RINES ; RNF180
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	285671
免疫原	ヒトRNF180（NP_848627.1）のアミノ酸1～416に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86T96
タンパク質分子量	68 kDa
輸送条件	保冷剤