

Anti-Rnf181 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q9P0P0

商品番号: CM0015889

前書き

WBおよびELISA用に検証されたAnti-RNF181ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応します。標的はE3ユビキチンタンパク質リガーゼRNF181であり、ユビキチン化およびプロテアソーム調節に関与しています。ユビキチン経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RNF181 Rabbit pAb
備考/別名	HSPC238; RNF181
種	ヒト
遺伝子ID	51255
免疫原	ヒトRNF181 (NP_057578.1) のアミノ酸1-153に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9P0P0
タンパク質分子量	18kDa
配送	アイスバッグ